

Zymo-Teck® el secreto de injertos de calidad



Los sustitutos óseos Bioteck se obtienen a partir de hueso equino, tejido tratado con Zymo-Teck®. Esta tecnología es exclusiva de Bioteck. El proceso se basa en la utilización de enzimas líticas que operan a temperaturas controladas. Esto permite la completa eliminación de los componentes antigénicos del tejido, sin alterar la fase mineral que no experimenta ningún cambio.



El componente mineral óseo no modificado es reconocido como endógeno por los osteoclastos, lo que permite la total remodelación del injerto, que se reemplaza por completo, en tiempo fisiológico, por tejido óseo vital del paciente. la mejor condición posible para implantes osteointegrados.



proceso enzimático



esterilización por rayos beta



seguridad y calidad



biocompatibilidad total



remodelación completa



BiOTECK

Bioteck S.p.A.

Sede legal y administrativa:
Via E. Fermi 49 - 36057 Arcugnano (Vicenza) - Italia
Tel. +39 0444 289366 - fax: +39 0444 285272
info@bioteck.com - www.bioteck.com

Dentro de Producción multifuncional,
Investigación y Desarrollo:
Via G. Agnelli, 3 - 10020 Riva presso Chieri (Turin) - Italia

bioteck.com



BiOTECK

OSTEOPLANT
BIOCOLLAGEN
BIO-GEN

Sustitutos óseos naturales
y membranas



BIO-GEN®

Grànulos

BGS-05s*	Cancellous Granules	1 btl	0.5g=1cc	0.25-1mm
BGS-09s*	Cancellous Granules	1 btl	0.5g=1cc	1-2mm
BGS-11s*	Cancellous Granules	1 btl	1g=2cc	1-2mm
BGS-23s*	Cancellous Granules	1 btl	1g=2cc	2-3mm
BGS-20	Cancellous Granules	1 btl	2g=0,25	1mm
BGS-22	Cancellous Granules	1 btl	2g=4cc	1-2mm
BGC-05s*	Cortical Granules	1 btl	0.5g=1cc	0.25-1mm
BGM-10s*	Cancellous Cortical Mix Granules	1 btl	0.25g=0.5cc	0.25-1mm
BGM-05s*	Cancellous Cortical Mix Granules	1 btl	0.5g=1cc	0.25-1mm
BGM-100s*	Cancellous Cortical Mix Granules	1 btl	1g=2cc	0.25-1mm
BGM-20	Cancellous Cortical Mix Granules	1 btl	2g=4cc	0.5-1mm

*: El producto se presenta en envase unitario estéril



BIO-GEN®

Putty

BGP-01s* Cancellous Dry Paste 1 pc 0.5cc

*: El producto se presenta en envase unitario estéril



BIO-GEN®

Bloque Esponjoso j Cuña

BGB-11	Cancellous Bone Block	1 pc	10 x 10 x 10 mm
BGB-12	Cancellous Bone Block	1 pc	10 x 10 x 20 mm
BGB-30	Cancellous Bone Wedge	1 pc	25 x 10 x 5 mm



BIOCOLLAGEN®

Membrana de Colágeno

BCG-01s* Collagen Membrane 1 pc 25 x 25 x 0.2 mm

BCG-02s* Collagen Membrane 1 pc 15 x 20 x 0.2 mm

*: El producto se presenta en envase unitario estéril

[IR A LITERATURA DINÁMICA](#)

Bio-Gen



Biocollagen



Osteoplant



BIO-GEN®

GEL Grànulos

BGM-GEL05s*	Cancellous Cortical Mix Gel	1 syr / 0.5ml	0.5-1mm
BGM-GEL1s*	Cancellous Cortical Mix Gel	1 syr / 1ml	0.5-1mm
BGM-GEL02n*	Cancellous Cortical Mix Gel	1 syr / 0,25ml	0,5-1mm

*: El producto se presenta en envase unitario estéril



OSTEOPANT®

Matriz Ósea Desmineralizada (DBM)

OGS-AC5n*	Activagen DBM granules	1 btl	0.5 cc
OGS-ACM501*	Activagen DBM moldable paste	1 syr	0.5 ml
OGS-ACM601*	Activagen DBM moldable paste	1 syr	1 ml
OGS-GEL1n*	Angiostad DBM gel	1 syr	1 ml

*: El producto se presenta en envase unitario estéril