

Zymo-Teck® il segreto per innesti di qualità



I sostituti ossei di Bioteck sono ottenuti da tessuto osseo equino trattato con Zymo-Teck®, l'esclusivo processo proprietario in grado di rimuovere completamente le componenti antigeniche del tessuto mediante l'impiego di enzimi litici a temperature controllate, evitando di alterare la fase minerale.



La componente minerale ossea inalterata è riconosciuta come endogena dagli osteoclasti. Ciò consente il totale rimodellamento dell'innesto che viene completamente sostituito, in tempi fisiologici, da nuovo tessuto osseo vitale del paziente: creando così la migliore condizione possibile per il posizionamento di impianti osseointegrati.



processo enzimatico



sterilizzazione a raggi beta



sicurezza e qualità



biocompatibilità totale



rimodellamento completo



BiOTECK

Bioteck S.p.A.

Sede Amministrativa e Legale:
Via E. Fermi 49 - 36057 Arcugnano (Vicenza) - Italia
Tel. +39 0444 289366 - fax: +39 0444 285272
info@bioteck.com - www.bioteck.com

Centro polifunzionale Produzione, Ricerca e Sviluppo:
Via G. Agnelli, 3 - 10020 Riva presso Chieri (Torino) - Italia

bioteck.com



BiOTECK

OSTEOPLANT[®]
BIOCOLLAGEN[®]
BIO-GEN[®]

Sostituti Ossei Naturali
& Membrane



BIO-GEN®

Granuli

BGS-05s*	Cancellous Granules	1 btl	0.5g=1cc	0.25-1mm
BGS-09s*	Cancellous Granules	1 btl	0.5g=1cc	1-2mm
BGS-11s*	Cancellous Granules	1 btl	1g=2cc	1-2mm
BGS-23s*	Cancellous Granules	1 btl	1g=2cc	2-3mm
BGS-20	Cancellous Granules	1 btl	2g=0,25	1mm
BGS-22	Cancellous Granules	1 btl	2g=4cc	1-2mm
BGC-05s*	Cortical Granules	1 btl	0.5g=1cc	0.25-1mm
BGM-10s*	Cancellous Cortical Mix Granules	1 btl	0.25g=0.5cc	0.25-1mm
BGM-05s*	Cancellous Cortical Mix Granules	1 btl	0.5g=1cc	0.25-1mm
BGM-100s*	Cancellous Cortical Mix Granules	1 btl	1g=2cc	0.25-1mm
BGM-20	Cancellous Cortical Mix Granules	1 btl	2g=4cc	0.5-1mm

*: Il prodotto è in singolo confezionamento sterile



BIO-GEN®

Putty

BGP-01s*	Cancellous Dry Paste	1 pc	0.5cc
-----------------	----------------------	------	-------

*: Il prodotto è in singolo confezionamento sterile



BIOCOLLAGEN®

Membrane Collageniche

BCG-01s*	Collagen Membrane	1 pc	25 x 25 x 0.2 mm
BCG-02s*	Collagen Membrane	1 pc	15 x 20 x 0.2 mm

*: Il prodotto è in singolo confezionamento sterile



BIO-GEN®

Granuli GEL

BGM-GEL05s*	Cancellous Cortical Mix Gel	1 syr / 0.5ml	0.5-1mm
BGM-GEL1s*	Cancellous Cortical Mix Gel	1 syr / 1ml	0.5-1mm
BGM-GEL02n*	Cancellous Cortical Mix Gel	1 syr / 0,25ml	0,5-1mm

*: Il prodotto è in singolo confezionamento sterile



OSTEOPLANT®

Matrice Ossea Demineralizzata (DBM)

OGS-AC5n*	Activagen DBM granules	1 btl	0.5 cc
OGS-ACM501*	Activagen DBM moldable paste	1 syr	0.5 ml
OGS-ACM601*	Activagen DBM moldable paste	1 syr	1 ml
OGS-GEL1n*	Angiostad DBM gel	1 syr	1 ml

*: Il prodotto è in singolo confezionamento sterile

VAI ALLA LETTERATURA DINAMICA

Bio-Gen



Biocollagen



Osteoplast

