

Katalog
Zahnmedizin



INHALT

Zahnmedizin

KNOCHENPASTEN	4
KNOCHENERSATZMATERIALIEN	7
FLEXIBLE FORMATE	12
MEMBRANEN	13
DREIDIMENSIONALE KOLLAGENMATRIZEN	14
KOLLAGEN-HYDROGEL	15

Die Produkte von Bioteck sind nicht in allen Märkten erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Händler Ihres Vertrauens.

ZAHNMEDIZIN

Knochenpasten

ACTIVABONE®

Knochenpasten mit Kollagen und modulierter Viskosität



COLLAGEN MIX GRANULES GEL

ACT-CMX025	Collagen mix Granules Gel	1 pc / 0.25 cc
ACT-CMX050	Collagen mix Granules Gel	1 pc / 0.5 cc



COLLAGEN CHIPS CRUNCH

ACT-CRU005	Collagen Chips Crunch	1 pc / 0.5cc
-------------------	-----------------------	--------------



DBM GEL

ACT-GEL005	DBM Gel	1 pc / 0.5 cc
-------------------	---------	---------------



DBM INJECTABLE PASTE

ACT-INJ002	DBM Injectable Paste	1 pc / 0.25 cc
ACT-INJ005	DBM Injectable Paste	1 pc / 0.5 cc



DBM MOULDABLE PASTE

ACT-MLD005	DBM Mouldable Paste	1 pc / 0.5 cc
-------------------	---------------------	---------------



Knochenimplantate mit konserviertem Kollagen



CANCELLOUS CORTICAL GEL

OSP-OX21n	Cancellous Cortical Gel	1 syr / 0.25 ml
OSP-OX22n	Cancellous Cortical Gel	1 syr / 0.5 ml
OSP-OX23	Cancellous Cortical Gel	1 syr / 1 ml



Knochenimplantate mit Kollagenhydrolysat



CANCELLOUS CORTICAL GEL

BGM-GEL02n	Cancellous Cortical Gel	1 syr / 0.25ml 0.25-1mm
BGM-GEL05s	Cancellous Cortical Gel	1 syr / 0.5ml 0.25-1mm
BGM-GEL1s	Cancellous Cortical Gel	1 syr / 1ml 0.25-1mm

OSTEOPLANT®

Knochenpasten mit Kollagen



DBM GEL

OCS-GEL1n	DBM Gel	1 syr 1ml
------------------	---------	-----------



DBM MOULDABLE PASTE

OCS-ACM501	DBM Mouldable Paste	1 syr / 0.5 cc
OCS-ACM601	DBM Mouldable Paste	1 syr / 1 cc

Knochenersatzmaterialien

ACTIVABONE®

Knochenpasten mit Kollagen und modulierter Viskosität



COLLAGEN GRANULES DRY PASTE

ACT-PTY005	Collagen Granules Dry Paste	1 pc / 0.5 cc
-------------------	-----------------------------	---------------

BIO-GEN®

Knochenimplantate mit Kollagenhydrolysat



CANCELLOUS DRY PASTE PUTTY

BGP-01s	Cancellous Dry Paste Putty	1 btl / 0.5cc
----------------	----------------------------	---------------



CANCELLOUS CORTICAL GRANULES

BGM-05s	Cancellous Cortical Granules	1 btl / 0.5g	0.25-1mm
BGM-100s	Cancellous Cortical Granules	1 btl / 1g	0.25-1mm
BGM-10s	Cancellous Cortical Granules	1 btl / 0.25g	0.25-1mm
BGM-20	Cancellous Cortical Granules	1 btl / 2g	0.25-1mm



CORTICAL GRANULES

BGC-05s Cortical Granules 1 btl / 0.5g 0.25-1mm



CANCELLOUS GRANULES

BGS-05s Cancellous Granules 1 btl / 0.5g 0.25-1mm
BGS-20 Cancellous Granules 1 btl / 2g 0.25-1mm



CANCELLOUS GRANULES

BGS-09s Cancellous Granules 1 btl / 0.5g 1-2mm
BGS-11s Cancellous Granules 1 btl / 1g 1-2mm
BGS-22 Cancellous Granules 1 btl / 2g 1-2 mm



CANCELLOUS GRANULES

BGS-23s Cancellous Granules 1 btl / 1g 2-3mm




CANCELLOUS WEDGE

BGB-30 Cancellous Wedge 1 pc 25 x 10 x 5 mm Final 2 mm



CANCELLOUS GRANULES

OSP-OX30	Cancellous Granules	1 btl / 0.5g ~1cc 0.25-1mm
OSP-OX36	Cancellous Granules	1 btl / 1g ~2cc 0.25-1mm
OSP-OX37	Cancellous Granules	1 btl / 0.25g ~0.5cc 0.25-1mm
OSP-OX38	Cancellous Granules	1 btl / 2g ~4cc 0.25-1mm



CANCELLOUS CORTICAL GRANULES

OSP-OX31	Cancellous Cortical Granules	1 btl / 0.5g ~1cc 0.25-1mm
OSP-OX32	Cancellous Cortical Granules	1 btl / 1g ~2cc 0.25-1mm
OSP-OX35	Cancellous Cortical Granules	1 btl / 0.25g ~0.5cc 0.25-1mm
OSP-OX41	Cancellous Cortical Granules	1 btl / 2g ~4cc 0.25-1mm



CORTICAL GRANULES

OSP-OX40	Cortical Granules	1 btl / 0.5g ~1cc 0.25-1 mm
-----------------	-------------------	-----------------------------



CANCELLOUS GRANULES

OSP-OX50	Cancellous Granules	1 btl / 0.5g ~1cc 1-2mm
-----------------	---------------------	-------------------------



CANCELLOUS GRANULES

OSP-OX66 Cancellous Granules 1 btl / 1g ~2cc 1-2mm



CANCELLOUS GRANULES

OSP-OX33 Cancellous Granules 1 btl / 2cc 2-3mm
OSP-OX39 Cancellous Granules 1 btl / 4cc 2-3mm



CANCELLOUS GRANULES

OSP-OX34 Cancellous Granules 1 btl / 1g ~2cc 2-4mm



CANCELLOUS BLOCKS

OSP-OX51 Cancellous Block 1 pc 10 x 10 x 10 mm
OSP-OX52 Cancellous Block 1 pc 10 x 10 x 20 mm
OSP-OX54n Cancellous Block 1 pc 10 x 20 x 3 mm
OSP-OX55n Cancellous Block 1 pc 10 x 20 x 5 mm

Calcitos®

Langsam resorbierendes Knochenersatzmaterial



CANCELLOUS GRANULES

OMC-029n	Cancellous Granules	1 btl / 0.25g 0.25-1mm
OMC-030n	Cancellous Granules	1 btl / 0.5g 0.25-1mm
OMC-031n	Cancellous Granules	1 btl / 1g 0.25-1mm

OSTEOPLANT®

Biokompatibles und knochenbildendes Granulat für die Knochenregeneration



DBM GRANULES

OGS-AC5n	DBM Granules	1 btl / 0.5 cc
-----------------	--------------	----------------

Flexible Formate

OSTEON[®]
Flex

Flexible Knochenersatzmaterialien mit konserviertem Kollagen



FLEX CANCELLOUS SHEET

OSP-OX01 Flex Cancellous sheet 1 pc 25 x 25 x 3 mm



FLEX CORTICAL SHEET

OSP-OX08 Flex Cortical Sheet 1 pc 21-25 x 23-27 x 0.9 mm



FLEX CORTICAL SHEET

OSP-OX09 Flex Cortical Sheet 1 pc 21-25 x 23-27 x 0.5 mm




FLEX CORTICAL SHEET

OSP-OX03 Flex Cortical sheet 1 pc 21-25 x 23-27 x 0.2 mm

Membrane

BIOCOLLAGEN[®] Resorbierbare Membran aus Kollagen: Schutzzeit 4-6 Wochen




COLLAGEN MEMBRANE

BCG-01s	Collagen Membrane	1 pc 25 x 25 x 0.2 mm
BCG-02s	Collagen Membrane	1 pc 15 x 20 x 0.2 mm



Resorbierbare Perikardmembran: Schutzzeit 3-4 Monate



PERICARDIUM MEMBRANE

HRT-001	Pericardium membrane	1 pc 25 x 30 x 0.2-0.4 mm
HRT-002	Pericardium membrane	1 pc 50 x 30 x 0.2-0.4 mm
HRT-003n	Pericardium membrane	1 pc 15 x 20 x 0.2-0.4 mm
HRT-005n	Pericardium membrane	1 pc 20 x 20 x 0.2-0.4 mm

Dreidimensionale Kollagenmatrizen

Xenomatrix®

Dreidimensionale Kollagenmatrix



XENOMATRIX

BCG-XC10 Xenomatrix Collagen 1pc (38x16x4/ø14x4) mm



XENOMATRIX

BCG-XC50 Xenomatrix Collagen 1 pc. 15 x 30 x 4 mm

Kollagen-Hydrogel



Kollagen-Hydrogel zur Versorgung von parodontalen und periimplantären Taschen

HYDROGEL ORAL



H42-304

Hydrogel Oral

3 syr 0.4 cc/syr



BIOTECK®. INNOVATING BIOMATERIALS.

Bioteck® ist ein italienisches Unternehmen, das seit 1995 Knochenersatzmaterialien, Schutzmembranen und Regenerationsmaterialien fertigt, welche mit Erfolg in der Orthopädie, in der Neurochirurgie und in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie eingesetzt werden. Wissenschaftliche Forschung und Innovation - das sind die leitenden Werte, die es **Bioteck®** ermöglicht haben, neue Produktionsverfahren zu patentieren und Biomaterialien zu erzeugen, die im Hinblick auf ihre hohe Qualität, ihre hervorragende Leistungsfähigkeit und die ausgezeichneten Sicherheitsgarantien einzigartig sind. Diese Materialien werden heute in 72 Ländern der Welt eingesetzt. Im eigenen Mehrzweckzentrum für Forschung und Entwicklung verfolgt **Bioteck®** Tag für Tag dank seiner fortschrittlichen Produktionsverfahren sein wichtigstes Ziel: die Innovation der Biomaterialien.

WWW.BIOTECK.COM

BIOTECK ACADEMY. WISSENSCHAFTLICHE GEMEINSCHAFT FÜR DIE KULTUR DER BEWUSSTEN WAHL.

Bioteck Academy ist die innovative und einzigartige wissenschaftliche Gemeinschaft, die den Umlauf und die Verbreitung von Wissen im Bereich der regenerativen Medizin für die Orthopädie, die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, die Zahnmedizin und die Neurochirurgie fördert und vorantreibt.

Entstanden als Sammelpunkt der im Laufe seiner zwanzigjährigen Forschungstätigkeit von **Bioteck®** erzielten klinischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse, steht die Community heute allen Ärzten dieser Bereiche offen, die ihre chirurgischen Erfahrungen mit den anderen Mitgliedern teilen möchten.

WWW.BIOTECKACADEMY.COM



BIOTECK®



Bioteck S.p.A.

Verwaltungs- und Rechtssitz

Via E. Fermi, 49 - 36057
Arcugnano (VI) - Italy
Tel: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272

Mehrzweckzentrum für Produktion,

Forschung und Entwicklung

Via C. Agnelli, 3 - 10020
Riva presso Chieri (TO) - Italy